

v1.2版本说明

v1.2功能及注意事项:

1. 六个电子鼻多通道数据画图和存储，数据存储的程序同目录下
2. 支持串口刷新，刷新后文字区域重置
3. 如需重新在下拉框中更改已经画过图的串口，请先点击refresh ports，然后再重新选择，否则会出现bug（待修复）
4. 运行py文件请配置虚拟环境：

1. `python=3.8`
2. 相关库：`matplotlib numpy pyserial`

5. 如需打包:

1. 请配置pyinstaller库，用`pyinstaller -F -w analiz.py --add-data='./LOGO.png;.' --add-data='./logocut.png;.'`进行打包
2. 打包后，exe在dist目录下，将两张png图片放置此目录下即可完成打包

修改点:

1. 主文件方法整合到其他文件
2. 添加关闭按钮，控制指针`_isRuning`，依次关闭绘图、文件（自动）、串口、线程（自动）
3. 添加刷新按钮，在stop状态下重新获取串口刷新ui
4. 添加文字显示，将状态更新在上面
5. 更新多通道画图功能

测试注意:

1. 完成板子测试，但可能有别的bug，若成功：
 1. 检查cpu占用，看看重开后线程是否关闭
 2. 检查数据存储是否正确
 3. 检查refresh ports后串口显示是否正确
2. stop重开后文字显示全消失，可以进一步修改

@hhc @qyh